



GE HealthCare



GoldSeal™

Sistemi E

GE HealthCare crede fermamente nell'importanza di offrire apparecchiature di imaging di altissima qualità, indipendentemente dal budget. Ecco perché i nostri sistemi GoldSeal forniscono soluzioni convenienti che consentono alle organizzazioni sanitarie di garantire un'assistenza eccellente, raggiungendo gli obiettivi finanziari.



Tutto nuovo, tranne il magnete

I magneti che soddisfano i nostri rigorosi standard di selezione, ancora dotati di anni di vita utile residua, vengono selezionati dai tecnici sul campo di GE HealthCare per essere sottoposti a un processo di ricondizionamento che porta alla creazione dei sistemi GoldSeal E. Tali sistemi sono dotati di un magnete usato certificato con parti OEM nuove, per garantire gli stessi standard di qualità e i medesimi risultati di un'apparecchiatura nuova.

I sistemi vengono aggiornati con la tecnologia più recente disponibile, godono della stessa garanzia e sono certificati in conformità a tutti i requisiti FDA.

Magnete usato certificato¹



Vita utile prevista durevole
Eccellente omogeneità nel tempo

La vita utile prevista dei magneti di GE HealthCare è
>40 anni².

Parti nuove



Solo parti OEM

Nuovi componenti elettronici	Nuove bobine
Nuove coperture	Nuova console
Nuovo lettino	Nuovi accessori

Funzionamento dei sistemi GoldSeal E

Ogni sistema viene sottoposto a un severo processo per soddisfare le specifiche originali del sistema e la qualità delle prestazioni attesa, utilizzando solo parti di ricambio OEM (originali del produttore). GE HealthCare governa l'intero processo facendo affidamento sul personale autorizzato di GE HealthCare, che opera secondo le più recenti specifiche aziendali.



Selezione rigorosa del magnete



Decontaminazione, ispezione e pulizia profonda




Test e monitoraggio quotidiani dei parametri del magnete e dei livelli di elio



Installazione e integrazione di nuove parti OEM



Assistenza "same-as-new"



La vita utile prevista dei magneti di GE HealthCare è **>40 anni**.

Eccellente **omogeneità** nel tempo con FOV di 50 cm.

Zero boil off elimina praticamente il consumo di elio*.

I magneti di GE HealthCare non sono dotati di parti mobili interne, **pertanto non si usurano**.

L'unica parte mobile dei magneti di GE HealthCare è la cold head all'esterno del nucleo del magnete, che è sostituibile ed è un materiale di consumo.

+/- 900 magneti GoldSeal installati in tutto il mondo.

MAGNETI PER RM SIGNA™
Il tuo magnete: un tesoro



Non semplici apparecchiature

GoldSeal offre di più

Scegliere le apparecchiature di imaging non è un semplice acquisto: è un investimento. Ecco perché GE HealthCare si impegna a offrire ai clienti molto di più di semplici prodotti di alta qualità.



Apparecchiatura con garanzia "same-as-new".



Aggiornamenti software alla versione compatibile più recente.



Formazione facoltativa del personale da parte degli specialisti di applicazioni cliniche di GE HealthCare.



Funzionalità di assistenza remota, come OnWatch™ e Tube Watch™, per i sistemi compatibili.



Un solido pacchetto contrattuale che include pianificazione del sito, installazione e documentazione di supporto.



Configurazioni flessibili per soddisfare le esigenze del cliente, tra cui opzioni per software avanzato e accessori speciali per applicazioni cliniche avanzate.

Contribuiamo a creare un pianeta più sano

GE HealthCare si impegna a raggiungere l'obiettivo "zero emissioni" entro il 2050

Da oltre 20 anni, il programma GoldSeal di GE HealthCare ha svolto un ruolo fondamentale nel processo di riduzione dei rifiuti derivanti dallo smaltimento di apparecchiature di imaging medicale, promuovendo e consentendo il riutilizzo delle apparecchiature e delle parti di sistemi di imaging disinstallati.

GE HealthCare ricicla circa il 95% della maggior parte dei sistemi. In un anno tipico, GoldSeal ricicla circa 8.000 pezzi di apparecchiature ecografiche e di imaging.*



Scegliere un sistema GoldSeal significa prolungare la vita utile di un sistema di imaging, rivitalizzando un valido componente della tecnologia medica e potenzialmente estendendo l'assistenza sanitaria a coloro che altrimenti non potrebbero accedervi.

Acquisto o leasing di nuovi prodotti

Programma GoldSeal

- Restituzione del prodotto in leasing o acquisto con riscatto
- Affidabile processo di ricondizionamento
- Aggiornamento del sistema al nuovo software
- Nuova certificazione in conformità a tutti i requisiti FDA
- Garanzia "same-as-new"

Recupero di parti e materiali

Identificazione delle parti da ricondizionare e/o riutilizzare

Fine vita

Circa il 94-96% dei sistemi viene riciclato, riducendo in modo sostanziale il volume dei rifiuti destinati alla discarica.



GE HealthCare è un'azienda leader mondiale nella tecnologia medica e nella diagnostica farmaceutica che propone soluzioni digitali innovative, specializzata nella fornitura di soluzioni integrate per migliorare l'efficienza degli ospedali, le prestazioni dei medici, la precisione delle terapie e la salute dei pazienti.

Per saperne di più visitare il sito <https://www.gehealthcare.it/>

* I prodotti per RM, TC, medicina nucleare e PET/CT sono idonei al ricondizionamento, anche se il sistema viene ricondizionato anziché raccolto per parti o altrimenti riciclato o riutilizzato dipende dal sistema nel momento in cui GE HealthCare ne prende possesso.

© 2023 GE HealthCare. GE è un marchio di General Electric Company usato sotto licenza di marchio. GoldSeal e Signa sono marchi di GE HealthCare.